# Monitorage hémodynamique

#### Motivation

La pandémie actuelle : afflux massif de personne vers les lits de réanimation

Monitorage hémodynamique : outil est très utilisé dans ce domaine.

#### Ebauche de recherche:

- Possible de rétrécir l'outil et/ou ses coups?
- Soigner certains patients à domicile et désengorger les hôpitaux ?

## Ancrage du sujet au thème

#### Le cœur :

- Organes nécessaires à la vie
- Régit l'hémodynamique (la dynamique du sang)

#### En cas de choc physique (maladie, accident, trouble):

- Nécessaire de monitorer une multitude de donnée issue de l'hémodynamique
- Surveiller ou prévenir d'éventuelle rechute ou problème

## Positionnement thématique et mots-clés

#### **Thématique:**

- Science de l'ingénieur (traitement du signal)
- Physique (mécanique des fluides)

#### Mots-clés (en français)

- Sang
- Hémodynamique
- Débit cardiaque
- Thermodilution transpulmonaire
- Onde de pouls

#### Mots-clés (en anglais)

- Blood
- Hemodynamics
- Cardiac flow
- Transpulmonary thermodilution
- Arterial pulse

#### Le monitorage hémodynamique :

- signifie « dynamique du sang »
- Toujours nécessaire pour détecter et prévenir les incidents et accidents.
- Utilisé en anesthésie pour s'assurer que, malgré les modifications physiologiques liées à l'anesthésie et/ou à la chirurgie, les apports correspondent toujours aux besoins
- Utilisé en réanimation pour détecter et aider au traitement des défaillances d'organe

#### Il existe deux types de mesure :

- 1. L'analyse du contour de l'onde de pouls artériel :
  - Le principe fait l'objet de publications dès 1899 (Effet Windkessel, décrit par le physiologiste Otto Frank).
  - L'idée consiste à analyser le signal de la pression artérielle en continu afin d'obtenir davantage de données qu'avec les valeurs systolique, diastolique et moyenne.

[2]

#### Il existe deux types de mesure :

- 2. La thermodilution pulmonaire :
  - Un bolus prédéfini est injecté via un cathéter 

     traverse le cœur droit, le poumon et le cœur gauche
  - Est détecté par un cathéter placé dans une artère centrale,
  - L'injection de bolus est généralement répétée trois fois.
  - Les résultats obtenus sont statiques ; correspondent qu'au moment de l'injection du bolus → Ils doivent être répétés en cas de modification de l'état du patient ou de la thérapie

Il existe deux types de mesure :

- 2. La thermodilution pulmonaire :
  - S'appuie sur le principe de de Steward et Hamilton : le débit cardiaque s'obtient en divisant la quantité injectée en amont du cœur d'un indicateur (colorant, thermique ou isotopique) par la surface de la courbe de première circulation de cet indicateur.

Le but de ses deux techniques est donc de déterminer le débit cardiaque à l'aide des valeurs mesurées et d'en déduire par le calcul d'autres valeurs thermodynamiques.

#### Thermodilution pulmonaire:

- on détermine le débit cardiaque à l'aide de la température et le volume du bolus injecté.
- Par un jeu de formule et de calcul avec le débit cardiaque comme facteur commun → on a au moins une 5 valeurs qui permettent de prévenir différents problèmes cardiaques ou pulmonaires. (Annexe 1)

Analyse du contour de l'onde de pouls artériel,

- Analyse de l'aire de la courbe de pression artérielle sous la systole, de la fréquence cardiaque et la compliance artérielle\*.
- Formule pour déterminer le débit cardiaque varie selon les technologies utilisées (PiCCO ou Vigiléo (Annexe 2)) ; reste assez similaire malgré tout (Annexe 3)

[2] [5]

\*La compliance artérielle est donc la possibilité de distension de la paroi artérielle en fonction de la pression sanguine

## Problématique retenue

Quelle méthode, entre la thermodilution transpulmonaire et l'analyse de l'onde de pouls est la plus précise, la plus fiable, la plus économique et la plus pratique pour en déterminer d'autres paramètres hémodynamiques ?

## Objectifs du travails

- Simuler un cœur:
  - Simuler du sang
  - Faire un montage
- Modéliser un cœur (sur Matlab)
- Mesurer des valeurs grâce à des capteurs et les analysées
- Faire des calculs avec les valeurs obtenues pour obtenir d'autre valeur hémodynamique

## Références bibliographiques

[1] PIERRE-GILDAS GUITARD, CCA DPT D'ANESTHÉSIE-RÉANIMATION CHU CHARLES NICOLLE ROUEN : Monitorage Hémodynamique

https://sofia.medicalistes.fr/spip/IMG/pdf/Monitorage\_hemodynamique\_Dr\_Guitard-CHU\_Rouen\_.pdf

[2] GETINGE GROUP: Technologie PiCCO

https://www.getinge.com/dam/hospital/documents/french/brochure\_technologie\_picco\_pub-2016-0025-a\_fr-french-europe.pdf


[3] Ferron Fred: Prise en charge spécifique et monitorage <a href="http://ferronfred.eu/onewebmedia/Monitorage%20he%CC%81modynamique\_PiCCO\_2016.pdf">http://ferronfred.eu/onewebmedia/Monitorage%20he%CC%81modynamique\_PiCCO\_2016.pdf</a>

[4] Dictionnaire médical de l'Académie de Médecine : Principe de Stewart et Hamilton <a href="https://dictionnaire.academie-medecine.fr/index.php?q=Stewart%20et%20Hamilton%20%28principe%20de%29">https://dictionnaire.academie-medecine.fr/index.php?q=Stewart%20et%20Hamilton%20%28principe%20de%29</a>


[5] EDWARD LIFESCIENCES : Technologie ClearSight et Flotrac.pptx
Aucun lien disponible, informations obtenues par Mme Delphine PLAN , Responsable régionale des ventes Critical Care du laboratoire EDWARD LIFESCIENCES

# Merci de votre écoute

## Annexe 1 : Valeurs supplémentaires obtenues



<u>Temps de transit moyen (MTt) :</u> Temps après lequel la moitié de l'indicateur a passé le site de détection (artère centrale)



<u>Temps de décroissance exponentielle (DSt) :</u> fonction d'élimination de l'indicateur (déterminé à partir de la partie descendante de la courbe de thermodilution)

## Annexe 1 : Valeurs supplémentaires obtenues

#### Quantification de l'œdème pulmonaire



Volume thermique intrathoracique  $VTIT = DC_{TD} \times MTt$ 







Volume sanguin intrathoracique (VSIT) VSIT = VTDG x 1.25







Eau pulmonaire extravasculaire (EPEV)

Volume thermique pulmonaire

 $VTP = DC_{TD} \times DSt$ 







### Volume Thermique Intrathoracique $VTIT = DC_{TD} \times MTt$







#### Volume télédiastolique global











Volume thermique pulmonaire VTP =  $DC_{TD} \times DSt$ 







Volume télédiastolique global (VTDG)

## Annexe 2 : Technologie de monitorage hémodynamique

## Technologie PiCCO Laboratoire GETINGE GROUP




## Technologie Vigiléo Laboratoire EDWARD LIFESCIENCES






## Annexe 3 : Formule de détermination du débit cardiaque par analyse d'onde de pouls des technologies PiCCO et Vigiléo

## Technologie PiCCO Laboratoire GETINGE GROUP






## Technologie Vigiléo Laboratoire EDWARD LIFESCIENCES

$$DC = FC * VES$$



Les données de pression artérielle sont échantillonnées



L'écart type de la pression artérielle (σΒΡ) se calcule au moyen des données échantillonnées. Lorsque la valeur VES augmente, la valeur σΒΡ augmente proportionnellement et inversement